

Durastab™ HRP 稳定剂 NE  
HRP Stabilizer NE

Durastab™ HRP Stabilizer NE 为含有干扰消除剂 (*Noise Eliminator*) 的辣根过氧化物酶 (HRP) 酶标稀释液/稳定剂, 所含阻断剂有效消除 HA、HAMA、RF 等干扰, 提供优越的信噪比, 配制酶标工作液长期在 2-8°C 稳定保存。

目录号 Cat no: HRNE-0050/ 0125/ 0250/ 0500/ 1000

包装规格 Package size: 50mL/ 125mL/ 250mL/ 500mL/ 1000mL

缓冲液 Buffer: Tris

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: BSA

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 3 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application:

**ELISA/Chemiluminescence** : 稀释 HRP 标记的检测抗体使用。

**Westernblot/Microarray/IHC** : 作为 HRP 酶标二抗稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Durastab™ HRP Stabilizer NE 为即用型稀释液, 请在室温平衡, 摇匀后使用。

按照用户自定的稀释比例, 稀释 HRP 偶联物至工作浓度。

建议测试不同反应体系的适用性。

**相关产品 Related products:**

**Noise Eliminator**<sup>TM</sup> 系列阻断剂 :

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator<sup>TM</sup>

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator<sup>TM</sup> TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator<sup>TM</sup> PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator<sup>TM</sup>

**Durastab**<sup>TM</sup> 系列蛋白稳定剂 :

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

**Durablock**<sup>TM</sup> 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

**Durablot**<sup>TM</sup> 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

**Durastab**<sup>TM</sup> 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！