

DurastabTM **HRP 稳定剂 Plus**
HRP Stabilizer Plus

DurastabTM HRP Stabilizer Plus 为辣根过氧化物酶 (HRP) 酶标稀释液/稳定剂, 特别优化用于 IgM 型单抗/多抗-HRP 偶联物工作液的长期稳定保存, 配制酶标工作液长期在 2-8°C 稳定保存。

目录号 Cat no: HRPL-0050/ 0125/ 0250/ 0500/ 1000

包装规格 Package size: 50mL/ 125mL/ 250mL/ 500mL/ 1000mL

缓冲液 Buffer: MOPS

pH 值 pH value: 6.4±0.4

蛋白质 Protein: BSA

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 3 years

储存 Storage: 2-8°C

应用 Application:

ELISA/Chemiluminescence : 稀释 HRP 标记的检测抗体使用。

Westernblot/Microarray/IHC : 作为 HRP 酶标二抗稀释液使用。

用法说明 Instruction:

DurastabTM HRP Stabilizer Plus 为即用型稀释液, 请在室温平衡, 摇匀后使用。

按照用户自定的稀释比例, 稀释 HRP 偶联物至工作浓度。

建议测试不同反应体系的适用性。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂 :

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂 :

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！