

Durastab™ **包被微球稳定剂** (TRIS, 无蛋白)  
Beads Stabilizer TRIS-PF

Durastab™ Beads Stabilizer TRIS-PF可稳定微球包被蛋白的空间结构, 保护蛋白活性, 用于稀释包被微球至工作浓度长期保存。

目录号 Cat no: BSTP-0050/ 0125/ 0250/ 0500/ 1000

包装规格 Package size: 50mL/ 125mL/ 250mL/ 500mL/ 1000mL

缓冲液 Buffer: TRIS

pH 值 pH value: 7.2±0.2

蛋白质 Protein: None

防腐剂 Preservative: 0.0015% (w/v) 异噻唑啉酮

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8°C

应 用 Application:

**Chemiluminescence** : 作为磁珠/微球稀释液使用。

**Lateral chromatography** : 作为微球稀释液使用。

**Luminex**: 作为微球稀释液使用。

用法说明 Instruction:

Durastab™ Beads Stabilizer TRIS-PF 为即用型稀释液, 请室温平衡后摇匀使用, 按照用户自定的稀释比例, 稀释微球至工作浓度。

建议测试不同包被微球的适用性。

**相关产品 Related products:**

**Noise Eliminator™ 系列阻断剂 :**

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 Plus | Noise Eliminator™ Plus

**Durastab™ 系列蛋白稳定剂 :**

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

**Durablock™ 系列 ELISA 封闭液**

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

**Durablot™ 系列 Western blot 封闭液**

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

**Durastab™ 系列显色底物**

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

**仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！**