

DuraSure™ GelatiNSBlock-P 10% GelatiNSBlock-P 10%

GelatiNSBlock-P 10% 为高纯度猪皮明胶溶液，具有优异的封闭、稳定特性，同时具有提高反应系统的信噪比，灵敏度和特异性。产品可用于配制样品稀释液、洗涤液、抗体稀释液等反应缓冲液。本产品也可用于敏感蛋白质的冻干保护。产品不含血源成分，是血清白蛋白有效替代品。

目录号 Cat no: GEBP -0100/ 0500/ 1000

包装规格 Package size: 100mL/ 500 mL / 1000 mL

pH 值 pH value: 6.3±0.5

蛋白含量 Protein Content: 10±0.5%

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 2-8°C

应 用 Application: Western blot / ELISA/ Chemiluminescence/ Microarray/ etc.

用法说明 Instruction:

配制封闭液/稀释液/工作液: 取所需量的 GelatiNSBlock-P 10%，添加至所需溶液中，调节至所需 pH 后使用或储存于 2~8°C。进一步添加终浓度为 0.1%~0.5%的吐温 20 或其他表面活性剂，可能增强封闭效果。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂：

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂：

包被板稳定剂 | Coating Plate Sealer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablot™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物！