

BND-10 液体防腐剂

BND-10

BND-10 液体防腐剂主要成分是 10% (w/w) 的 5-溴-5-硝基-1,3-二恶烷 (5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane)，产品具有使用安全、环保、稳定的特点，可高效抑制细菌、真菌生长，通过广谱杀灭微生物来帮助延长 IVD 试剂的保质期。BND-10 液体防腐剂在推荐的使用水平下都是安全和环保的，产品减少了健康危害、毒理学或处置问题，其功效与传统防腐剂硫柳汞和叠氮化钠相当。

目录号 Cat no: BND1

包装规格 Package size: 50mL/ 500mL/ 1000mL/ 5000mL

外观 Appearance: 无色至淡黄色液体

pH 值 pH value: 3.0-3.5

总活性成分 Total active ingredient: 9.5-10.5% (w/w)

使用 pH Used pH range: 2.5-8.5

相对密度 Relative density: 1.08-1.09 (20°C)

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: 20~30°C

应 用 Application: 生化、免疫等体外诊断试剂

用法说明 Instruction:

BND-10 可以单独适用，也可与 ProCide™ 300 协同使用。适用 pH2.0-8.5，推荐用量为 0.05%-0.1% (w/w)，有效期 3 年。溶液 pH > 8.5 时，推荐使用 ProCide™ 950 或/和 BIT-10。

相关产品 Related products:

Noise Eliminator™ 系列阻断剂:

干扰消除稀释液 (无蛋白) | Protein-free Noise Eliminator™

干扰消除稀释液 TRIS | Noise Eliminator™ TRIS

干扰消除稀释液 PBS | Noise Eliminator™ PBS

5×干扰消除剂 | 5× Noise Eliminator™

Durastab™ 系列蛋白稳定剂:

包被板稳定剂 | Coating Plate Stabilizer

抗体稳定剂 | Antibody Stabilizer

HRP 稳定剂 | HRP Stabilizer

AP 稳定剂 | AP Stabilizer

Durablock™ 系列 ELISA 封闭液

Protein-free 封闭液 | Protein-free Blocking Solution

Casein 封闭液 | Casein Blocking Solution

Ultra 封闭液 | Ultra Blocking Solution

BSA 封闭液 | BSA Blocking Solution

Durablot™ 系列 Western blot 封闭液

10×酪蛋白封闭液 TRIS | 10× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 TRIS | 5× Casein Blocker TRIS

5×酪蛋白封闭液 PBS | 5× Casein Blocker PBS

10× 脱脂奶粉封闭液 | 10× Milk Blocker

无蛋白封闭液 | Protein-free Blocker

Durastab™ 系列显色底物

单组份 BCIP/NBT 显色液

单组份 TMB ELISA 底物

单组份 TMB 膜底物

pNPP 底物

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!