

pNPP 终止液 405 **pNPP Stop Solution 405**

pNPP Stop Solution 405 用于终止 pNPP 底物显色反应，终止后的反应产物为黄色，OD 值稳定，适合读取 405nm~420nm 吸光度。本产品不含强碱成分，运输、管理、使用更加安全。pNPP Stop Solution 405 不会出现终止后 OD 值逐渐升高或下降，因此检测结果更加准确。

目录号 Cat no: STPY

包装规格 Package size: 500mL/ 1000mL

pH 值 pH value: 6.0-8.0

保质期 Shelf life: 3 years

储 存 Storage: RT

应 用 Application: ELISA

用法说明 Instruction:

ELISA 显色终止步骤:

1. 显色：各孔加入 pNPP 底物 100 μ L，孵育一定时间，溶液逐渐变黄。
2. 终止：加入 pNPP 终止液 405 各 100 μ L，终止后，溶液颜色不变。
3. 检测：用酶标仪检测 OD₄₀₅ 或 OD_{405/630}。

仅供科研使用或进一步用于检测试剂盒的生产。不能用于人体或动物!