

**CDP Star, 即用型 (>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting)
CDP Star Substrate**

本产品是不含增强剂的 CDP-Star 碱性磷酸酶化学发光底物，用于在尼龙膜上进行蛋白或核酸印迹分析。以 0.25 mM (0.124mg/ml) 即用型水溶液形式提供，用于基于膜的印迹应用。CDP Star 通过产生极快的可见光，从而实现快速、超灵敏地生物分子检测，其光信号被记录于 X 射线胶片或发光成像器系统上。本产品不可用于 NC 膜。

目录号 Art: CDNS-0100

包装规格 Package size: 2 × 50 mL

保质期 Shelf life: 1.5 years

储 存 Storage: 2-8°C 避光

应 用 Application: Southern Blotting \ Northern Blotting \ Western Blotting

产品特点 Product features:

- 使用快速、超灵敏的底物以节约时间，轻松对膜进行剥离和重新标记。
- 低背景发光与高强度光输出相结合，能够以较高的灵敏度和信噪比检测碱性磷酸酶标记。